



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Sfigmomanometro Aneroide - Dcala Graduata Fino 300 Mm/Hg - Nylon - Colore Blu

Codice di riferimento: DIA02003BL

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 16.8€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro aneroide standard di colore blu

Manometro ad alta visibilità con scala graduata fino a 300 mm/Hg

Bracciale dotato di anello "D" in nylon con chiusura a velcro (consente un rapido e veloce fissaggio)

Pera di gonfiaggio separata con valvola di regolazione e rilascio della pressione

Fornito con custodia di trasporto e protezione e manuale d'uso

Accuratezza della misura: ± 3 mmHg

Destinato a un utilizzo laico e professionale

Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m (strumento di misura)

Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto DIA02003BL

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**