



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Sondino Aspirazione - Siliconato - 2 Fori - Confezione Sterile - Misura 12 Ch - Dimensione 50 Cm

Codice di riferimento: 11214101004

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 0.11€

CARATTERISTICHE:

Sondino d'aspirazione trasparente, siliconato, 2 fori laterali, monouso in confezione sterile con connettore bianco
Misura CH 12
Lunghezza: 50 cm circa
CODICE MdS 37920

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto 11214101004

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**