



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Sondino D'Aspirazione Trasparente - 2 Fori Laterali - Connettore Verde - Misura 14 Ch - Lunghezza 50 Cm

Codice di riferimento: 11214101005

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 0.11€

CARATTERISTICHE:

Sondino d'aspirazione trasparente, siliconato, 2 fori laterali, monouso in confezione sterile con connettore verde
Misura CH 14
Lunghezza: 50 cm circa
CODICE MdS 37915

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto 11214101005

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**