



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Tessuto Radiotrasparente Per Tutti I Tipi Di Fratture - Non Comprime - Dimensione 75X47 Cm

Codice di riferimento: IMM120176

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 94.62€

CARATTERISTICHE:

Tessuto ad alta resistenza, lavabile facilmente

100% radiotrasparente (non contiene parti in metallo)

Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno

Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture (anche scomposte)

Può essere usata anche su bambini

Immobilizza ma non comprime e permette la naturale circolazione del sangue

Dimensioni: 75x47 cm circa

Peso: 0,9 kg circa

CODICE CND M030505 - MdS 309992/R

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto IMM120176

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**