



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Valigia Di Soccorso Impermeabile - Valvola Di Pressurizzazione - Resistente Ad Agenti Corrosivi - Dimensione Esterna 41X20,5X34 Cm - Dimensione Interna 38X18X27 Cm

Codice di riferimento: VAL43152

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 214.7€

CARATTERISTICHE:

Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m
Valvola di pressurizzazione
Resistente agli agenti corrosivi
Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
Dimensioni esterne: 41x20,5x34 cm
Dimensioni interne: 38x18x27 cm
Volume: 18,4 litri
Peso: 3,1 kg
Fornita vuota

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto VAL43152

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**
