



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Boscarol - Valvola Di Aspirazione Per Drenaggio Toracico - Modello Heimlich - Con Manicotto A Becco D'Anatra

Codice di riferimento: 220000066910

Marca: BOSCAROL

Prezzo: 41.48€

CARATTERISTICHE:

Valvola di Heimlich per drenaggio toracico con manicotto a "becco d'anatra" (valvola anti-ritorno).

Impedisce il reflusso permettendo di continuare il drenaggio senza clampaggio

Si raccorda direttamente al drenaggio (pazienti adulti o pediatrici) o tramite raccordo e prolunga (neonati)

Riporta graficamente il corretto orientamento del dispositivo

MARCA E MODELLO:

Boscarol - Codice Prodotto 220000066910

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**