

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Bracciale camera d'aria 2 tubi per sfigmomanometro con anello di metallo e fonendo - adulti

Codice di riferimento: DR1427

Marca: LOGIKO

Prezzo: 14.6€

Caratteristiche del bracciale per sfigmomanometro

Manicotto di ricambio LOGIKO per misuratore di pressione.

- Realizzato in nylon con camera d'aria in PVC a 2 tubi.
- Completo di anello di metallo e fonendoscopio.
- Chiusura velcro.
- Leggero, pratico e confortevole.
- Indicato per la misurazione della pressione arteriosa nei pazienti adulti.

Colore

Blu

Specifiche tecniche

Dimensioni: 500x140 mm

Marca e modello

LOGIKO codice DR1427

Contenuto della confezione

1 pezzo

