

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Bracciale per misuratore di pressione - 2 tubi

Codice di riferimento: DR1426

Marca: LOGIKO

Prezzo: 2.73€

Caratteristiche del bracciale per misuratore di pressione

Bracciale di ricambio in nylon per sfigmomanometro da braccio. Il manicotto è dotato di una camera d'aria a 2 tubi che consente un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio dell'accessorio e una chiusura a ganci in metallo che garantisce un comfort ottimale e permette di mantenere il bracciale ben posizionato durante la misurazione.

Comodo e semplice da utilizzare.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 500x140 mm

Colore

Blu

Applicazioni

Misurazione della pressione arteriosa negli adulti

Marca e modello

LOGIKO codice DR1426

Contenuto della confezione

1 pezzo

