



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Bracciale per sfigmomanometro con camera d'aria a 2 tubi - cosciale

**Codice di riferimento:** DR125

**Marca:** LOGIKO

**Prezzo:** 15.62€

### Caratteristiche del bracciale per sfigmomanometro

Manicotto o cosciale di ricambio LOGIKO per misuratore di pressione.

- Bracciale realizzato in nylon.
- Completo di camera d'aria a 2 tubi.
- Flessibile, comodo e resistente.
- Latex free.
- Facilmente lavabile.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni cosciale: 800 x 210 mm
- Diametro cosciale: 420-570 mm

### Indicazioni

Rilevazione della pressione arteriosa

### Marca e modello

LOGIKO codice DR125

### Contenuto della confezione

1 pezzo

---

 **Acquista subito**