



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

BUSTE AUTOSALDANTI - 190 x 400 mm

Codice di riferimento: 35864

Marca: GIMA

Prezzo: 397€

CARATTERISTICHE:

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medica che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione. 1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura. 2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medica è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese). 3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura. 4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica. 5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta. **Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485**

MARCA E MODELLO:

GIMA 35864

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 1200 pz.

 **Acquista subito**
