



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Calibro per misurare i neonati graduato

Codice di riferimento: 27326

Marca: GIMA

Prezzo: 85.4€

Caratteristiche del calibro per misurare i neonati graduato

Calibro medico per la misurazione dei neonati, facile da usare per misurazioni rapide e precise, con tacca iniziale fissa e tacca mobile per individuare il punto in cui rilevare la misurazione. Questo misuratore di neonati è realizzato in duralluminio ossidato ed è graduato ogni 5 mm da 0 a 900 mm.

Specifiche tecniche

- Graduazione: 0-900 mm, distanza dalle tacche di 5 mm
- Materiale: duralluminio ossidato
- Certificato dall'Ufficio Metrico

Marca e modello

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**