



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Calza Autoreggente A Forte Compressione - Colore Beige

Codice di riferimento: 41136X

Marca: GIMA

Prezzo: 24.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
41136	beige, S	24.4€
41138	beige, L	24.4€
41139	beige, XL	24.4€
41137	beige, M	24.4€

CARATTERISTICHE:

Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.

I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero.

• Livello di compressione alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia. Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso di principio di vene varicose. La compressione fornita da questo prodotto sostiene e massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata. Particolare attenzione è stata posta sia all'eleganza e al design che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a

nido d'ape (maglia a rete).

Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo.

Composizione: 79% poliammide, 21% elasthan.

Dispositivi medici. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Livello di compressione alto
- Colore: Beige
- Taglia: Small
- Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 41136X

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Paio

TAGLIE:

S-M-L-XL

