



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cannula di ricambio per schizzettone JANET RECORD (tipo conico)

Codice di riferimento: 25804

Marca: GIMA

Prezzo: 1.1€

Caratteristiche della cannula

Cannula di ricambio per schizzettone auricolare JANET RECORD.

- Cannula a vite intercambiabile per siringa schizzettone.
- Materiale: metallo
- Forma: conica
- Assicura un pratico e sicuro lavaggio auricolare.
- La forma conica permette di raggiungere facilmente il canale uditivo senza alcun rischio per il paziente.

Indicazioni

Utilizzata in ORL per l'irrigazione, il lavaggio auricolare e la rimozione dei tappi di cerume.

Marca e modello

GIMA codice 25804

Contenuto della confezione

1 pezzo

