

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## Cannula conica per schizzettone Schimmelbusch

**Codice di riferimento:** 25809

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 9.5€

### Caratteristiche della cannula per schizzettone Schimmelbusch

La cannula che vi proponiamo è un accessorio di ricambio per schizzettoni per orecchie Schimmelbusch. Il pezzo, interamente realizzato in metallo, presenta una forma conica e permette una pulizia precisa, sicura e affidabile dell'orecchio. La particolare forma dello strumento consente di raggiungere le zone più profonde del canale uditivo senza danneggiare il timpano e le pareti interne, assicurando così un pratico lavaggio auricolare e una facile rimozione dei tappi di cerume.

### Specifiche tecniche

- Materiale: metallo
- Forma: conica

### Applicazioni

Lavaggio del condotto uditivo

### Marca e modello

GIMA codice 25809

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### Altri modelli disponibili

- [Cannula olivale per schizzettone Schimmelbusch](#)

