



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CAPILLAROSCOPIO MIC Wi-Fi & USB

Codice di riferimento: 32183

Marca: GIMA

Prezzo: 500.2€

CARATTERISTICHE:

CAPILLAROSCOPIO Wi-Fi.

Il capillaroscopio fa parte di una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori, con trasmissione Wi-Fi.

Maneggevole, facile da utilizzare, leggero e portatile.

Compatibile con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche.

Software di base per acquisire foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ingrandimento: da 500X a 600x
- Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione
- Sistema operativo: Windows XP e successivi, Mac (OSX 10.7 e successivi), iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB)
- Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x2
- Distanza trasmissione Wi-Fi: fino a 5 metri
- Consumo: max 2.5W
- Batteria Li-ion

- Durata funzionamento: circa 2 ore
 - Tempo di carica totale: circa 2 ore
 - Alimentazione: DC 5.0V / 1A
 - Dimensione: Ø 36x142 mm
 - Peso: 88 g
-

VIDEOCAMERA

- Sensore videocamera: CMOS 1/4"
- Esposizione: Auto
- Gamma: Auto
- Bilanciamento del bianco: Auto
- Livello del nero: Auto

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32183

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

