



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CAPSULA INOX - con becco - Ø 158

Codice di riferimento: 26619

Marca: GIMA

Prezzo: 8.78€

CARATTERISTICHE:

Strumentario in acciaio inox AISI 304

- Capsula 18/8 - fondo piano e becco
- Dimensioni: Ø 158 x h 75 mm (per tutti i catini e capsule viene indicato il diametro superiore)
- Capacità: 940 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26619

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**