



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **CARDIOGIMA 3M - ECG 3 canali con monitor + interpretazione**

**Codice di riferimento:** 33334

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1950.2€

### **CARATTERISTICHE:**

- Monitor LCD: in formato standard o Cabrera con possibilità di spostamento della linea di base - Stampante termica ad alta risoluzione (8 dots/mm): stampa 1-3 canali in tempo reale con possibilità di stampa del grid millimetrico. - Registrazione in modo manuale o automatico - Memoria segnale di 10 secondi per ogni derivazione - Filtri digitali integrati: anti tremori muscolari, disturbi rete e sbandamento linea base. - Alimentazione con batterie Ni-Cd interne (ricarica rapida) - Operazioni semplici tramite tasti di scelta rapida e menù - Vero portatile con dimensioni e peso contenuti - Basato su un processore RISC per elaborazione completamente digitale dei segnali

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

• Alimentazione: batterie interne ricaricabili Ni-Cd • Alimentatore rete: 100-240V, 50-60 Hz; 200mA • Autonomia batterie: 2.5 ore • Parte applicata: tipo CF • Impedenza di ingresso: > 100 Mohm • Risposta in frequenza: 0.05: 145hz • Cmr: > 91 dB (3M) • Costante di tempo: > 3.2 s • Acquisizione: 12 bit 800 campioni/sec/canale-isocrona • Derivazioni: 12 standard o Cabrera • Sensibilità: 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV  $\pm$  5% • Velocità scorrimento: 5mm/s; 10mm/s; 25mm/s; 50mm/s • Memoria segnale: 10s per ogni derivazione (3M) • Stampante: stampante termica 8 punti/mm, carta 58 mm (3M) • Filtri: - tremori muscolari 35Hz digital - disturbi rete 50-60 Hz digital - antisbandamento 0.5Hz digitale • Protezione defibrillazione: interna • Display/Stampa: 1/3 canali (3M) • Dimensioni: 240 x 160 x 65 mm • Peso: 1500 g • Produzione italiana Dotazione standard: • 6 elettrodi precordiali • 1 rotolo carta • 1 bottiglia di gel • Batteria • Cavo paziente ECG • 4 elettrodi periferici • Manuale d'uso (Inglese, Italiano) • Guida rapida: Inglese, Spagnolo, Italiano

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 33334

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

---

