



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CARDIOTOCOGRAFO FC 700

Codice di riferimento: 29520

Marca: GIMA

Prezzo: 1403€

Cardiotocografo mono economico

Doppler estremamente sensibile:

- Frequenza 1Mhz, sonda ad alta precisione
- Rilevazione movimenti fetali automatica/manuale
- Funzione Auto NST 10 minuti - 1h

Stampa:

- Interpretazione tracciato
- Carta prestampata A4
- Possibilità di utilizzo carta faxtermica comune
- Velocità stampa 1,2,3 cm/minuti

Facilità di utilizzo:

- Operatività con un singolo tocco, facile set-up
- Funzione allarme
- Upgrade software via internet

Caratteristiche tecniche

- Doppler
- Doppler pulsato
- Frequenza ultrasuoni: 1 MHz
- Intensità:< 10mW/cm2

- Campo FHR: 50 – 240 bpm (\pm 1 bpm)

• Movimenti fetali

- Rilevazione a ultrasuoni

• Contrazioni:

- Frequenza di risposta: DC 0.5 Hz

- Linea base (zero)

- Campo UC: 0-99 unità

• Stampante:

- Termica

- Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min

- Tasto avanzamento carta

• Display:

- LED a 7 cifre

- 2 canali (FHR e UC)

• Indicatori

- Ritmo cardiaco e qualità del segnale

- Allarme stato stampante on/off

- Alimentazione AC

• Impostazioni

- Valori minimi e massimi allarme

- Velocità carta, griglia millimetrata, movimenti fetali durata stampa in automatico

• Alimentazione:

- Ingresso: AC 100/240V (50-60 Hz)

- Uscita: DC 18V, 2.5 A

- Assorbimento: 80W

• Dimensioni:

- 296 x 305.5 x 92.5 mm

- Peso: 2.9 Kg circa

• Collegamento esterno:

- RS-232C: acquisizione programma aggiornamento

FUNZIONE DI INTERPRETAZIONE DEL TRACCIATO

- Periodo: test del periodo

- Media della linea di base FHR (bpm)

- Valore IC (frequenza / h)

- Valore accelerazione (frequenza / h)

- Valore decelerazione (frequenza / h)

- DEC avanzato: valore accelerazione finale

- DEC iniziale: valore accelerazione iniziale

- DEC variabile: valore di decelerazione variabile

- TACHY: moderata (>160 bpm): periodo nel quale FHR è tra 160~190 (minuti)

- TACHY: severa (>190 bpm): periodo nel quale FHR è superiore a 190 (minuti)

- BRADY: moderata (<110 bpm) periodo nel quale FHR è tra 90~110 (minuti)

- BRADY: severa (<90 bpm): periodo nel quale FHR è inferiore a 90 (minuti)

Dotazione standard

- Sonda doppler 1 MHz (2 per monitor fetale gemellare codice 29531)
 - Sonda toco
 - Marcatore eventi
 - Carta stampante
 - Gel
 - Cinghie
 - Manuale
-

