



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Caricatore coprilenti monouso per termometro a infrarossi

Codice di riferimento: 25577

Marca: GIMA

Prezzo: 29.28€

Caratteristiche del caricatore coprilenti per termometro

Il caricatore coprilenti monouso è un accessorio per termometri digitali da orecchio che consente di posizionare correttamente e in totale sicurezza il coprisonda ogni qualvolta vi sia la necessità di effettuare una nuova misurazione.

L'utilizzo dei coprilenti, oltre a permettere di misurare la febbre in maniera sicura e igienica, protegge la sonda da eventuali intasamenti provocati dal cerume, assicurando così misurazioni precise e affidabili.

Il caricatore è munito di un tubo con 40 coprilenti.

L'accessorio è utilizzabile con il seguente termometro digitale da orecchio ad infrarossi: codice 25575.

Marca e modello

GIMA codice 25577

Contenuto della confezione

1 caricatore con tubo da 40 coprilenti

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**