



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Carpo 41 Tutore modellabile per polso-mano

Codice di riferimento: PR2-P1341

Marca: RO+TEN

Prezzo: 109.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR2-P1341-S-Destra	Destra, S	109.9€
PR2-P1341-S-Sinistra	S, Sinistra	109.9€
PR2-P1341-M-Sinistra	M, Sinistra	109.9€
PR2-P1341-L-Destra	Destra, L	109.9€
PR2-P1341-L-Sinistra	L, Sinistra	109.9€
PR2-P1341-M-Destra	Destra, M	109.9€

È un dispositivo medico leggero, confortevole ed estremamente versatile, utile in tutte le patologie in cui sia necessaria un'immobilizzazione multiarticolare. Garantisce sostegno e modellabilità differenziati per ottenere posizioni di scarico molteplici, che si adattano a patologie diverse e accompagnano il paziente durante le fasi di recupero. È rivestito esternamente da morbido vellutino e internamente da un'imbottitura in fibra d'argento per la massima igiene sulla pelle. Si modella, si applica e si richiude con i suoi cinturini, senza alcuna difficoltà.

CARATTERISTICHE

- Struttura modellabile costituita da 2 metalli a rigidità differenziata
- Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle
- Chiusura con cinturini a velcro

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo (fratture stabili e composte) e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali di avambraccio, fratture delle ossa del carpo (escluso lo scafoide), fratture (stabili e composte) delle ossa metacarpali
- Postumi fratture suddette con rimozione precoce del gesso
- Traumi distorsivi del polso e delle articolazioni metacarpo-falangee
- Tendinopatie acute/croniche del polso e della mano
- Postumi tenorrafie flessori/estensori delle dita della mano
- Artrosi radio-carpica
- Sostegno della mano e del polso in casi di deficit neurologici con conseguente paralisi

CONTROINDICAZIONI

- Moderata o grave spasticità

taglia	S	M	L
larghezza palmo mano (metacarpi) cm	5,5/7	7/8,5	8,5/10
lunghezza tutore cm	30	34	37



Domande frequenti

Qual è il prezzo del tutore per polso e mano?

Il costo del tutore modellabile per polso e mano 70,40€. Attenzione, il prezzo del prodotto potrebbe variare in funzione a offerte o variazioni del prezzo di listino.

Per cosa si usa il tutore per polso e mano?

Il tutore modellabile per polso e mano si utilizza in casi di artrosi radio-carpica, tendinopatie, per il trattamento conservativo e post-operatorio di traumi, fratture e distorsioni ed infine per dare un sostegno alla mano e al polso in caso di sofferenza di deficit neurologici che porteranno alla paralisi.

Quali sono le caratteristiche del tutore per polso e mano?

Il tutore per polso e mano è caratterizzato da una struttura modellabile che presenta un'imbottitura con tessuto tramato in fibra d'argento, rendendo il dispositivo leggero e altamente vestibile.

Esistono delle controindicazioni all'uso del tutore per polso e mano?

L'utilizzo del tutore modellabile per polso e mano è controindicato per i pazienti che soffrono di moderata o grave spasticità.

 **Acquista subito**