



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Carrelli per apparecchiature elettromedicali CO150

Codice di riferimento: CO150

Marca: DIMED

Prezzo: 481.2€

Carrelli per endoscopia, elettroterapie, sistemi con monitor, superfici di facile pulizia, leggeri, funzionali ed estremamente maneggevoli.

Piano superiore portamonitor

Carrello per ECG in alluminio senza asta, portacavi con base di fissaggio.

Doppio cestello.

Adattabile alla maggior parte degli apparecchi DIMED

Peso carrello 8,5Kg

Peso massimo caricabile 18Kg

 **Acquista subito**