



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Carrello per studio medico a 2 ripiani

Codice di riferimento: 27921

Marca: GIMA

Prezzo: 300€

Caratteristiche del carrello per studio medico

Il carrello per studio medico è caratterizzato da una struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato con 2 ripiani in PVC di colore bianco con bordi e sponde su 3 lati. Questo modello è il supporto da lavoro ideale per il personale medico di ambulatori, ospedali e studi medici, in particolare dentisti. Inoltre, il design essenziale e i colori lo rendono un complemento d'arredo sobrio ed elegante dove poter sistemare in maniera ordinata la strumentazione sanitaria.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 50 x 60 x h 80 cm

Colore

- Struttura: grigio metallizzato
- Ripiani: bianco

Marca e modello

GIMA codice 27921

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Carrello portastrumenti per studio medico - Inox](#)
- [Carrello per ambulatorio medico senza ringhiere](#)

