



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Carrello per biancheria doppio

**Codice di riferimento:** 27468

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 210.4€

### Caratteristiche del carrello per biancheria

Questo pratico carrello per lavanderia è caratterizzato da una leggera struttura cromata con due sacchi facilmente asportabili per la raccolta della biancheria sporca dei pazienti ospedalieri. Il portabiancheria è comodamente trasportabile ed estremamente maneggevole grazie alle 4 rotelle su cui è montato.

Il carrello è fornito smontato.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: diametro 46 x 95 mm
- Diametro ruote: 80 mm

### Marca e modello

GIMA codice 27468

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### Altri modelli disponibili

- [Carrello per lavanderia in acciaio verniciato](#)

 **Acquista subito**

---