



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Carrozzina basculante Idsoft

Codice di riferimento: IDSOFT

Marca: INTERMED

Prezzo: 1872€

CARATTERISTICHE:

Carrozzina basculante Idsoft realizzato con una struttura meccanica di pistoni a gas utile per poter comodamente regolare l'inclinazione, la lunghezza e la profondità della seduta del paziente e dello schienale. Anche i braccioli (estraibili) e il poggia gambe sono perfettamente regolabili, cos? da permettere all'utente la massima sensazione di comfort e una corretta postura. Le ruote posteriori hanno un diametro di 12 cm.

APPLICAZIONI:

Mobilità per anziani o disabili

DIMENSIONE E PESO:

37,5 kg, lunghezza: 99 cm

MARCA E MODELLO:

Intermed Idsoft

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una carrozzina regolabile

