



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Caschetto Chirurgico Led 40kl Gima

Codice di riferimento: 30936

Marca: GIMA

Prezzo: 491€

CARATTERISTICHE:

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità.

Caratteristiche:

- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili
- peso contenuto, solo 200 g

Cuscino igienico e confortevole in pelle.

Fascia regolabile per la testa.

Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Fonte di illuminazione: 5W LED

Intensità luminosa: 40.000 lux

Temperatura colore: 6.000 k

Spot luminoso: max 70 mm, min 50 mm a 32 cm

Vita utile della lampada: 50.000 ore

Batteria: batteria al litio 3,7 V

Durata della batteria: 6 ore

Tempo di ricarica della batteria: 3,6 ore

Tensione di alimentazione: 100-240 V ca.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 30936

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

