



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CASCHETTO LED GIMA 5W - nero

Codice di riferimento: 30940

Marca: GIMA

Prezzo: 1073.6€

CARATTERISTICHE:

Il caschetto genera una luce brillante di 5.500 Kelvin, bianca e senza ombre e permette al medico di vedere le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione.

Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta.

È una delle lampade frontali più comode e leggere disponibili sul mercato ed è adatta a qualunque tipo di applicazione: chirurgia, orl, odontoiatria.

Può essere usata durante la ricarica ed è dotata di indicatore del livello di carica della batteria.

Compatibile con gli occhiali binoculari GIMA (30892-8, 30910-5).

Design pensato per la diagnosi mobile.

Fornita in una valigetta d'alluminio con batteria ricaricabile al litio da 7.2 V / 4.600 mAh e caricabatterie.

Manuale utente: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Punto luce a 420 mm: 20-80 mm
- Illuminazione a una distanza operativa di 200 mm: = 85.000 lux
- Campo regolabile
- Distanza di fluttuazione: 12.5 mm
- Regolazione dell'angolo: $\pm 25^\circ$ in verticale
- Peso lampada frontale (esclusa fascia): 69 g
- Luce estremamente brillante, 5 W LED, durata 20.000 ore di funzionamento
- Batteria al litio da 7.2 V/4.600 mAh
- Durata della batteria: almeno 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica

- Tensione nominale 100-240 V c.a., 50 Hz-60 Hz
 - Potenza massima assorbita: 15 W
 - Potenza in uscita dall'adattatore: DC 12 $\pm$ 0.5 V, 1.5 A
 - Apparecchiatura tipo BF Classe II, IEC60601.1.
-

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30940

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

