



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CASSETTA "GIMA 3" - vuota

Codice di riferimento: 34148

Marca: GIMA

Prezzo: 70.1€

CARATTERISTICHE:

Costruita in robusto ABS trattato e facile da pulire. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Dotata di supporto per attacco a parete, 2 separatori trasparenti e chiusura con clips rotanti. Vuota. Produzione italiana.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34148

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**