



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CASSETTA SPEED-2 - con bombola NF (vuota)

Codice di riferimento: 34182

Marca: GIMA

Prezzo: 269.4€

CARATTERISTICHE:

Kit Pronto Soccorso per rianimazione "SPEED 2". Indicata per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm. Produzione italiana. Dotazione standard: • Pallone rianimazione in silicone autoclavabile • Mascherina N° 4 in silicone • Bombola ossigeno da 0.5 l NF standard (vuota) • Manometro alta pressione • Cannule di Guedel (piccola + media + grande) • Apribocca elicoidale + pinza tiralingua • Tubo atossico per collegamento bombola ossigeno • Valigetta in plastica

MARCA E MODELLO:

GIMA 34182

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**