



CASSETTO ISO PLASTICA TRASPARENTE 600x400x50 mm - chiuso

Codice di riferimento: 27957

Marca: GIMA

Prezzo: 42.7€

CARATTERISTICHE:

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36).

Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico.

- Tipologia: chiuso
- Misure: 600 x 400 x 50 mm
- Materiale: PC trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27957

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

