



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Catetere aspirazione con adattatore conico ch/fr 6 - 90 cm

Codice di riferimento: 22120

Marca: GIMA

Prezzo: 43.31€

CARATTERISTICHE:

Catetere aspirazione con adattatore conico ch/fr 6 - 90 cm

Cateteri aspirazione sterili, senza ftalati con adattatore conico.

- Lunghezza: 90 cm
- ch/fr 6 (colore di riferimento: verde chiaro)
- Senza Dehp

Calibro: l'unità di misura del catetere è la scala di Charriere o French (1ch = 1fr = 1/3 di mm) e corrisponde al diametro del catetere.

CARATTERISTICHE TECNICHE:



MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 22120

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 100 Pezzi

 **Acquista subito**