

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942



Catetere a 3 vie Foley

Codice di riferimento: 22078

Marca: GIMA

Prezzo: 139.08€

Riferimento	Variante	Prezzo
22078-ch/fr 20	ch/fr 20	102.07€
22079	ch/fr 22	102.07€
22080	ch/fr 24	102.07€

Caratteristiche del catetere a 3 vie Foley

Catetere Foley sterile siliconato di alta qualità, facile da applicare e molto resistente.

Questi cateteri per incontinenza Foley a 3 vie hanno misura 20 ch/fr e sono dotati di palloncino.

I cateteri a 3 vie Foley Gima vengono venduti in pacco da 50.

Specifiche tecniche

- Misura: 20 ch/fr
- Colore: giallo

Marca

Gima

Contenuto della confezione

50 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

