



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Catetere per aspirazione con cono 14 ch - 16 ch

Codice di riferimento: LRA11

Marca: LEM

Prezzo: 0.83€

Riferimento	Variante	Prezzo
LRA110	14 ch	0.83€
LRA116	16 ch	0.83€

Caratteristiche el catetere per aspirazione

Sondino per aspirazione tracheale e bronchiale con cono colorato.

- Punta distale morbida e smussata per limitare il rischio di traumi.
- Diametro interno invariato per tutta la lunghezza del sondino.
- Assicura un'elevata efficienza di aspirazione.
- Indicato per la rimozione delle secrezioni dalla bocca, dalla trachea e dai bronchi.

Specifiche tecniche

Disponibile nei seguenti formati:

- Diametro 14 ch
- Diametro 16 ch

Marca e modello

LEM LRA11

Contenuto della confezione

1 pezzo

