



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavetti rosso/nero per elettrostimolatore LEM T.E.N.S ed E.M.S.

Codice di riferimento: LTR213

Marca: KYARA

Prezzo: 6.66€

Caratteristiche dei cavetti per T.E.N.S ed E.M.S.

Cavi di ricambio rosso/nero femmina per elettrostimolatori.

- Dotati di spinotto di collegamento maschio protetto.

- Da utilizzare con i dispositivi di elettroterapia LEM per elettrostimolazione EMS (elettrostimolazione muscolare) e TENS (terapia del dolore).

Marca e modello

KYARA codice LTR213

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**