



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavetto Ce R/N Com Tens-Dig.Spino.Scope.

Codice di riferimento: LTR216

Marca: KYARA

Prezzo: 6.66€

CARATTERISTICHE:

Cavetti rosso/nero con spinotto scoperto per COM-T.E.N.S. - LEM T.E.N.S - E.M.S. e T.E.N.S Digitale

MARCA E MODELLO:

KYARA LTR216

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**