



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavigliera Bivalva Con Inserti Imbottiti

Codice di riferimento: CV-001

Marca: INTERMED

Prezzo: 40.25€

CARATTERISTICHE:

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti che contribuiscono ad ottenere una contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l'utilizzo.

Colore bianco;
Misura unica.

MARCA E MODELLO:

INTERMED CV-001

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**