



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cavigliera bivalente con schiume automodellanti Mod. na 540

Codice di riferimento: mod na 540

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 52€

CARATTERISTICHE:

Cavigliera bivalente con schiume auto modellanti, dotata di fasce di chiusura regolabili in velcro, imbottiture interne morbide a lento recupero di memoria. Garantisce una vestibilità ottimale e il massimo comfort.

APPLICAZIONI:

Distorsioni del comparto laterale della caviglia; stabilizzazione dell'articolazione Tibio-Tarsica.

MARCA E MODELLO:

Tielle Camp.

DIMENSIONI:

Taglia unica, versione ambidestra.

 **Acquista subito**