



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavigliera con Tiranti Elasticizzati

Codice di riferimento: 71

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 41.48€

Riferimento	Variante	Prezzo
071-S	S	41.48€
071-M	M	41.48€
071-L	L	41.48€

CARATTERISTICHE:

Decorsi postoperatori, in particolare dopo operazioni al tendine, spine calcaneari in caso di fratture metatarsali.

Come rinforzo e sostegno della caviglia in caso di affaticamento della muscolatura. Ideale per distorsioni e slogature. Elastico poliestensivo e rinforzo in millerighe adesivo e regolabile.

Indicata per sportivi. Accertarsi che il callino elasticizzato aderisca bene al piede.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 071

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

TAGLIE E VARIANTI:

Da cm a cm	Misura	Disponibilita'
36/38	S	
39/43	M	
44/46	L	

Colore: Bianco, Blu

