



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cavigliera elastica in Airprene

Codice di riferimento: mod SP 309

Marca: SPECIAL

Prezzo: 30.01€

Riferimento	Variante	Prezzo
	Large, Media, Small, XLarge	30.01€

CARATTERISTICHE:

Cavigliera realizzata con un tessuto in Airprene composto da una struttura a tre dimensioni di alta qualità. Il prodotto garantisce un'ottima elasticità oltre che una buona compressione che influisce positivamente nel comfort per il paziente. L'Airprene permette di far traspirare la caviglia senza surriscaldarla ed è in grado di assorbire perfettamente gli shock o eventuali dolori.

APPLICAZIONI:

- Prevenzione e trattamento di modeste condizioni di instabilità dei legamenti della caviglia
- Modesti quadri degenerativi artrosici e affezioni reumatiche dell'articolazione tibio-tarsica

DIMENSIONI E PESO:

Circonferenza caviglia:

- Small (da 19 a 24,1 cm)
- Medium (da 21,5 a 26,6 cm)

- Large (da 24,1 a 30,4 cm)
- XLarge (da 26,6 a 34,2 cm)

MARCA E MODELLO:

Special mod SP 309

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una cavigliera in Airprene ambidestra

