



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CAVO BIPOLARE US 2pin per MB 240 - 380 (serve il codice 30642)

Codice di riferimento: 30618

Marca: GIMA

Prezzo: 124.9€

CARATTERISTICHE:

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatti alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze U.S.A.

- Connettore alle pinze: US
- Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati:
 - GIMA MB 240
 - GIMA MB 380
 - VALLEY LAB
 - CONMED
 - CODMAN
 - OLYMPUS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30618

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

