



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CAVO ESTENSIONE - 2.4 m (per cod. 35247 Ge Trusignal)

Codice di riferimento: 35303

Marca: GIMA

Prezzo: 146.4€

CARATTERISTICHE:

Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35247), per la connessione al dispositivo.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35303

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**