



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CAVO ESTENSIONE SpO2* - 2 m - 7 pin

Codice di riferimento: 33716

Marca: GIMA

Prezzo: 91.2€

CARATTERISTICHE:

Accessori SpO2 per monitor B3-B5 Cavo estensione necessario per tutte le sonde. Si prega la gentile clientela di verificare la corretta compatibilità con il dispositivo in possesso. Cavo estensione, 2 m (connettore SpO2 grande - 7 pin). Venduti dal 2007. Per codici 33720, 33721, 33722, 33723, 33724, 33780, 33781.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33716

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**