



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CAVO MONOPOLARE - 4 mm - M/F

Codice di riferimento: 30609

Marca: GIMA

Prezzo: 70.76€

CARATTERISTICHE:

Cavo di raccordo utilizzabile con Diatermo MB 240, 250, 300, 380, 400.

- Cavo monopolare - 4 mm - M/F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30609

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**