



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cavo monopolare per elettrobisturi - pin 4 mm

Codice di riferimento: 30610

Marca: GIMA

Prezzo: 50.02€

Caratteristiche del cavo monopolare per elettrobisturi

Cavo di collegamento monopolare isolato da terra per elettrobisturi ad alta frequenza. Lo strumento presenta un connettore da 4 mm compatibile con quasi tutti i bisturi elettrici europei. Questi dispositivi medici sono utilizzati in sala operatoria durante gli interventi di chirurgia per eseguire rapidamente operazioni di taglio e coagulo.

Marca e modello

GIMA codice 30610

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**