



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cavo per piastra in gomma per elettrobisturi

**Codice di riferimento:** 30575

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 47.7€

### Caratteristiche del cavo per piastre per elettrobisturi

Il cavo proposto sul nostro sito è utilizzato per permettere il collegamento di piastre in gomma elettroconduttiva con le unità di elettrochirurgia.

Il dispositivo è compatibile con le seguenti piastre per elettrobisturi:

- Placca in gomma senza cavo da 20 x 15 cm (codice 30573)
- Placca in gomma bipartita senza cavo da 20 x 15 cm (codice 30574)

### Marca e modello

GIMA codice 30575

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**