



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Centrifuga medica universale con rotore a oscillazione orizzontale per 6 provette

Codice di riferimento: 24032

Marca: GIMA

Prezzo: 1613.4€

Caratteristiche della centrifuga medica universale con rotore a oscillazione orizzontale per 6 provette

Questa centrifuga chimica Gima è uno strumento da laboratorio efficiente e affidabile. È programmabile a tempo digitale tra 1 e 99 minuti e ha velocità nominale da 500 a 3300 rpm grazie al suo motore a corrente continua con alimentatore da 110-220 V.

Con capacità di arrivare fino a 1364 g, garantisce una perfetta separazione di centrifugazione ed è un macchinario da laboratorio indispensabile.

La macchina da centrifugazione dispone di coperchio con bloccaggio a sistema ZERO-RPM estremamente sicuro. La centrifuga ha inoltre un foro per l'apertura d'emergenza.

Si consiglia l'uso della centrifuga per il sangue intero a velocità 3300 per 10 minuti, mentre per centrifugare la urine sarà sufficiente una velocità settata a 1800 per 5-10 minuti.

Specifiche tecniche

- Materiale: acciaio
- Dimensioni: 27x37x37 cm
- Potenza massima: 12 W
- Fusibile: 7,2 A
- Velocità: 500.3300 rpm

- Volume massimo: 120 ml
 - RFC normale: 31-1364
 - Manuale in IT e GB
 - Origine: USA
-

Marca

Gima



Acquista subito