



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Centrifuga universale da laboratorio per 8 provette con rotore fisso

**Codice di riferimento:** 24031

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1248.7€

### Caratteristiche della centrifuga universale da laboratorio per 8 provette con rotore fisso

Centrifuga da laboratorio con motore a corrente continua, programmazione digitale de tempo fino a 99 minuti e capacità di contenere fino a 8 provette da 3-15 ml.

La velocità che può raggiungere questa centrifuga è di 500-3300 rpm, con 1,364 g raggiungibili per conseguire una perfetta separazione di centrifugazione.

La centrifuga Gima dispone di coperchio di bloccaggio con sistema di chiusura ZERO-RPM che le conferisce grande sicurezza e affidabilità.

Queste centrifughe da laboratorio dispongono di pulsanti per l'accensione e lo spegnimento, per l'avvio, per interrompere il funzionamento e sollevare il coperchio, per impostare l'ora. Per maggiore sicurezza è presente anche un foro per l'apertura di emergenza del coperchio.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 27 x 37 x 37 cm
- Volume massimo: 120 ml
- Velocità nominale: 500-3300 rpm (passo di 100 rpm)
- RFC normale: 31-1364
- Potenza massima: 12 W
- Fusibile: 7,2 A
- Colore: prevalentemente bianco

## Marca

Gima

## Contenuto della confezione

---

Centrifuga, alimentatore da 110-220 V e manuale in italiano e in inglese.

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

