



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CENTRIFUGA XC-2000

Codice di riferimento: 24035

Marca: GIMA

Prezzo: 475.8€

Centrifuga molto silenziosa con contenitore per 6 provette da 10 ml, dotata di controllo elettronico di velocità da 1000 a 4000 rpm (incremento 500 rpm). Corredata di supporto in metallo per 6 contenitori per provette da 10 ml e 6 contenitori per provette da 15 ml. Programmazione tempo da 1 a 60 min. Robusta scocca in ABS.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 220V - 50 Hz
- Potenza: 80 W
- Velocità: 1000-4000 giri minuto circa (incrementi da 500 giri al minuto)
- Timer: 1-60 minuti
- Capacità: 6 fiale da 15 ml o 10 ml
- Valore massimo RCF: 1790 g

 **Acquista subito**