



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cestello per barella in acciaio regolabile

Codice di riferimento: 27833

Marca: GIMA

Prezzo: 165.92€

Caratteristiche del cestello per barella

Il portaoggetti che vi proponiamo è un accessorio per barelle ospedaliere da corsia robusto, multifunzionale e facilmente regolabile in altezza.

Il cestello, caratterizzato da un telaio in trafilato di acciaio a sezione tonda verniciato con polveri epossidiche color avorio (RAL 1013) a sistema robotizzato (200°C, copertura media 90µ), è dotato di volantino di bloccaggio bombola (7 litri). Tale caratteristica lo rende adatto sia come portaoggetti sia come portabombole.

Indicata per la barella professionale ad altezza variabile codice 27828.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 33 x 30 x 5 cm
- Peso: 1.7 kg

Marca e modello

GIMA codice 27833

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

