



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Check-Me Lite Con Software

Codice di riferimento: 35185

Marca: GIMA

Prezzo: 335.5€

CARATTERISTICHE:

CHECKME™ lite con software

Il monitor multiparametrico Checkme lite è un dispositivo innovativo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità.

Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio rendono Checkme lite uno strumento molto intuitivo e facile da utilizzare.

Portatile e comodo da utilizzare, misurazione simultanea di ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, frequenza del polso e indice di perfusione ovunque e in qualsiasi momento.

Precisione clinicamente testata, qualità professionale.

- supporto di entrambe le modalità di misurazione, con e senza fili per ecg e SpO2 (cavo opzionale)
- aggiornamento del proprio stato di salute in 20 secondi semplicemente premendo un pulsante
- l'algoritmo ECG professionale è in grado di ricavare non solo il ritmocardiaco, ma anche la durata QRS, il segmento ST e l'analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi
- alta qualità delle tracce ECG che possono essere salvate e riprodotte
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con windows oS)

Manuale: GB, IT, ES, DE, FR.

Istruzioni audio: GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU.

PC software: GB.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PC software
Tracolla
Cavo ECG
Elettrodi ECG
Cavo di ricarica USB, micro SD

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 35185

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

