



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ciambella antidecubito a ferro di cavallo aperta

Codice di riferimento: COD 261A

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 51.8€

Caratteristiche della ciambella antidecubito

Questo cuscino a ferro di cavallo è una ciambella antidecubito di alta qualità, perfetta per garantire un appoggio confortevole a lungodegenti, disabili o anziani che devono necessariamente rimanere seduti per lunghi periodi. La sua morbida struttura in poliuretano stampato a freddo si adatta perfettamente alla conformazione fisica del paziente e allevia la pressione del corpo prevenendo la comparsa di lesioni da decubito nella zona del sacro. Il cuscino potrà essere utilizzato infinite volte, riacquisterà sempre la forma originale. La ciambella antidecubito è adatta da utilizzare sulla sedia, sul letto, sulla carrozzina e sul divano. Può essere usata anche per alleviare il dolore in caso di emorroidi.

Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.

A richiesta fodera di spugna di cotone (COD 001).

Specifiche tecniche

- Larghezza: 40 cm
- Lunghezza: 50,5 cm
- Altezza: 6,5 cm

Marca e modello

ALBOLAND COD 261A

Contenuto della confezione

1 pezzo

